

Legionella pneumophila	Bloomington-2	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	Los Angeles-1	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	82A3105	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Rhinovirus A16	N/A	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /mL
Mycobacterium tuberculosis	K	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	Erdman	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	HN878	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	CDC1551	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	H37Rv	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	4752-98 [Maryland (D1)6B-17]	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Streptococcus pneumonia	178 [Polsko 23F-16]	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	262 [CIP 104340]	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	Slovensko 14-10 [29055]	1 x 10 ⁵ PFU/mL
	Typing strain T1 [NCIB 11841, SF 130]	1 x 10 ⁵ PFU/ml
Streptococcus s pyrogeny	Mutant 22	1 x 10 ⁵ PFU/ml
	FH strain of Eaton Agent [NCTC10119]	1 x 10 ⁵ PFU/ml
Mycoplasma pneumoniae	36M129-B7	1 x 10 ⁵ PFU/ml
	229E	1.5 x10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
Koronavirus	OC43	1.5 x10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
	NL63	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
	HKU1	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
Lidský etapneumovirus (hMPV) 3 typu B1	Peru2-2002	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
Lidský metapneumovirus (hMPV) 16 typu A1	IA10-2003	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
Virus chřipky	Typ 1	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
	Typ 2	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
	Typ 3	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml
	Typ 4A	1.5 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /ml

Reakce rušivých látek
Při testování pomocí nových koronaviru (SARS-CoV-2) rychlý antigenových testovacích kazet (výtěr), nedošlo k interferenci mezi činidly zařízení a potenciálními látky rušení, jak lze vidět níže, testy tak nebyly falešně pozitivní nebo nesprávně negativní na SARS- Antigen Cov-2.

Látka	Koncentrace	Látka	Koncentrace
Mucin	100µg/mL	Kyselina acetylsalicylová	3.0 mM
Krev	5% (v/v)	Ibuprofen	2.5 mM
Biotin	100µg/mL	Mupirocin	10 mg/mL
Neo-Synephrine (Phenylephrine)	5%(v/v)	Tobramycin	10µg/mL
Afrin nosní sprej (oxymetazolin)	5%(v/v)	Erythromycin	50µM
Solný nosní sprej	5%(v/v)	Ciprofloxacin	50µM
Homeopatika	5%(v/v)	Ceftriaxone	110mg/mL
Sodium Cromoglycate	10 mg/mL	Meropenem	8.7µg/mL
Olopatadine Hydrochloride	10 mg/mL	Tobramycin	100µg/mL
Zanamivir	5 mg/mL	Histamine Hydrochloride	100µg/mL
Osetamivir	10 mg/mL	Peramivir	1mmol/mL
Artemether-lumefantrine	50µM	Flunisolide	100µg/mL
Doxycycline hyclate	50µM	Budesonide	0.64nmol/ L
Quinine	150µM	Fluticasone	0.3ng/mL
Lamivudine	1 mg/mL	Lopinavir	6µg/mL
Ribavirin	1 mg/mL	Ritonavir	8.2mg/mL
Daclatasvir	1 mg/mL	Abidor	17.8ng/mL
Acetaminophen	150µM	Nazální výplach	N/A



ALFI Corp., s.r.o.
Provozní 5492/3
722 00, Ostrava Třebovice
Web: www.4toilet.cz



Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr.1,47877, Willlich, Germany



Číslo: 1100000705
Verze:2.4
Datum revize: 29.4.2021

SYMBOLY

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro		Mezní teplota skladování
	Výrobce		Autorizovaný zástupce v Evropském společenství
	Datum výroby		Použijte do
	Nepoužívejte opakovaně		Konzultujte pokyny pro použití
	Dávkový kód		Splňuje požadavky směrnice ES 98/79 / ES