

CRD LIGHT

Rychlý antigenní test SARS-CoV Ag

Specifikace

Princip testu: Chromatografická imunoesej

Typ vzorku: Stěry z nosní sliznice, orofaryngu, nasofaryngu

Velikost vzorku : 60 µl

Testovací doba : 15 minut

Okolní teplota : 15-30°C

Skladovací teplota : 2-30°C

Trvanlivost, skladovací doba: 24 měsíců

Specifická : 100%


Senzitivita : 95,04%

Klinická přesnost : 98,91%


Velikost balení: 1/5/25 testů

Testovací procedura /


1. Odběr vzorku /



Z nosní sliznice







Z orofaryngu



Z nasofaryngu

2. Příprava vzorku /



Interpretace výsledku testu

